

Sir John b.v.
Zuidbaan 511
2841 MD Moordrecht
T. 0182-396931
E. info@sir-john.nl

Molybdeen test 960 voor Roestvaststaal

De Molybdeen test 960 is een snelle en makkelijk te gebruiken test speciaal bedoeld om na te gaan of austenitisch roestvaststaal molybdeen-houdend is of niet. Te gebruiken op de roestvaststaal 300-serie. Materiaal 304 (geen molybdeen) Materiaal 316 (molybdeen-houdend).

Het reagens geeft binnen 5 – 10 minuten door middel van verkleuring aan of het materiaal molybdeen-houdend is.

Testvoorschrift:

Apparatuur: Molybdeen druppelfles

Werkwijze:

Flesje goed schudden voor gebruik. Materiaal licht opschuren. Breng ca. 1-2 druppels op de te testen oppervlakte aan en laat dit ca. 5-10 minuten inwerken.

Geen verkleuring is 304, verkleuring (tot donker bruin) is 316.

Spoel goed af met water, inspecteer de oppervlakte op vlekvorming. Indien er een zwarte vlek ontstaat moet er opnieuw worden gepassiveerd met Pelox RP.

Opmerking:

Het Molybdeen reagens is corrosief voor roestvaststaal en bevat zoutzuur. Goed afspoelen met water is zeer belangrijk.

Bij een koele omgevingstemperatuur zal het proces langzamer verlopen!

Flesje na gebruik goed sluiten